

Sistemi Prismatici Ingrandenti Carl Zeiss

Un nuovo modo di osservare le cose.



We make it visible.

Provate la differenza con i Sistemi Prismatici Ingrandenti Carl Zeiss.

I Sistemi Prismatici Ingrandenti Carl Zeiss convincono sin dal primo istante, grazie all'eccellente qualità ottica. L'immagine brillante e stereoscopica vi consente di distinguere anche le strutture più sottili, migliorando così la qualità del vostro lavoro.

I Sistemi Prismatici Ingrandenti sono disponibili in diverse soluzioni di ingrandimento e distanza di lavoro e possono essere utilizzati nella versione su caschetto cingitesta (KS) oppure su speciale montatura al titanio (KF). Per un'illuminazione ottimale del campo di lavoro, è inoltre possibile collegare a tali sistemi un dispositivo di illuminazione a luce fredda Schott con trasmissione di luce mediante fibra ottica.

Ottiche ZEISS – per un'osservazione precisa.

- Qualità ottica eccezionale e resa cromatica fedele.
- Eccellente profondità di campo.
- Ampio campo visivo.
- Ampia gamma di ingrandimenti disponibili.

Semplicità d'uso – per lavorare in ergonomia.

- Distanza di lavoro ottimale per garantire un lavoro preciso.
- Peso ridotto per garantire un comfort eccellente.
- Maneggevole, per agevolare l'adattamento alle proprie esigenze.
- Posizionamento eccellente, grazie al design ergonomico.
- Con un semplice gesto, è possibile sollevare il sistema dal campo visivo.



Sistema Prismatico Ingrandente KF



Sistema Prismatico Ingrandente KS



Alimentatore Schott KL 1500 LCD, illuminazione a fibra ottica, fluid fibra ottica.

5 semplici passaggi per personalizzare il vostro Sistema Prismatico Ingrandente Carl Zeiss:

1. Misurate la distanza di lavoro desiderata (distanza dall'occhio al campo di lavoro) in mm/inch.
2. Nella tabella dei sistemi ottici, selezionate la distanza di lavoro misurata oppure il valore immediatamente maggiore.
3. Decidete il tipo di ingrandimento a voi più congeniale rispetto alla distanza di lavoro misurata. In questo modo, avrete selezionato il vostro Sistema Prismatico Ingrandente.
4. Ora decidete se desiderate il sistema con caschetto cingitesta (KS) oppure la versione con montatura ad occhiale al titanio (KF).
5. Desiderate un'illuminazione maggiore? Scegliete la sorgente luminosa Schott con dispositivo a fibre ottiche.

Linea di prodotti:

- Sistema Prismatico Ingrandente KF
- Sistema Prismatico Ingrandente KS
- Dispositivo di protezione per l'obiettivo dei Sistemi Prismatici Ingrandenti KF e KS
- Sistema di protezione da contatto per Sistemi Prismatici Ingrandenti KF e KS
- Alimentatore Schott KL 1500 LCD per Sistema Prismatico Ingrandente KS
- Illuminazione a fibra ottica
- Fibra ottica

Sistemi ottici

Distanza di lavoro (mm)	500	500	450	450	400	400	350	350	300	300	250	235	215	190
Distanza di lavoro (inch)	20	20	18	18	16	16	14	14	12	12	10	9	8	7
Ingrandimento	3,2x	4x	3,3x	4x	3,5x	4,3x	3,6x	4,5x	4x	5x	4,5x	5x	6x	8x
Campo visivo (mm)	115	93	100	81	86	68	71	56	56	44	40	36	30	23

Compliance per Sistemi Prismatici Ingrandenti KS e KF, alimentatore ed accessori: ■ DIN EN ISO 9001 ■ DIN EN ISO 13485  

Carl Zeiss S.p.A.
Divisione Elettromedicale
Viale delle Industrie 18/20
20020 Arese MI

Tel. +39 02 93773.234
Fax +39 02 93773.301
Email: med@zeiss.it
www.zeiss.it
www.zeiss.de/loupes



We make it visible.